



MOBILITEIT/ *MOBILITÉ*

ROLLATORS - POWERCHAIRS - SCOOTERS - FIETSEN/ VÉLOS - DIVERS



© Mobimed, oktober 2026. Alle rechten voorbehouden.

Mobimed BV presenteert alle artikelen zo nauwkeurig mogelijk in deze brochure, maar kan niet instaan voor wijzigingen in bepaalde eigenschappen van de producten, ter verbetering van de kwaliteit, beschikbaarheid of om andere redenen. De afbeeldingen, teksten en afmetingen van de artikelen zijn indicatief. Ondanks onze voorzorgen kunnen fouten of weglatingen in de presentatie niet worden uitgesloten. In dit geval, of als gevolg van verkeerd gebruik, kan Mobimed niet verantwoordelijk worden gesteld.

© Mobimed, octobre 2026. Tous droits réservés.

Mobimed BV présente tous articles le plus précis que possible dans cette brochure, mais ne peut pas garantir aucun changement des certaines propriétés des produits, en vue d'améliorer la qualité, la disponibilité ou d'autres raisons. Les images, les textes et les dimensions des articles sont indicatifs. Malgré nos précautions, erreurs ou omissions dans la présentation ne peut pas être exclu. Dans ce cas, ou à cause d'une mauvaise utilisation, Mobimed ne peut pas être tenu responsable.



+32 51 43 42 41



www.mobimed.be



info@mobimed.be



Krommebeekpark 11

8800 Roeselare - Beveren

Belgium

INHOUDSTAFEL/ *TABLE DES MATIÈRES*

ROLLATORS

PAGE SALJOL INDOOR ROLLATOR	4
SALJOL CARBON ROLLATOR	8
SALJOL CARBON ROLLATOR SUPERLIGHT	14
SALJOL ALU ROLLATOR	18
SALJOL ALU ROLLATOR SUPERLIGHT	22
RUSSKA ELAN CLASSIC	26
RUSSKA ELAN PLUS	27
PLAYCARE R09	28

POWERCHAIRS

RIO POWERCHAIR	32
POWERCHAIR PLUS/RAZOO	34
POWERCHAIR MIDWHEEL RYLEY	36
POWERCHAIR LIFT	38
POWERCHAIR RIALTO	40
POWERCHAIR MOBISCOOT	42
EFOLDI NAVIGATOR	44

SCOOTERS

EFOLDI LITE	46
EFOLDI COMPASS	48
RASCAL VECTA SPORT	50
VORTEX SCOOTER	54

FIETSEN/ VÉLOS

DUOFIETSEN/ BICYCLETTES DUO	56
DRIEWIELER/ TRICYCLETTE	58


DIVERS

MEINHOLZ	60
ANTIDECUBITUSKUSSEN/ <i>COUSSIN ANTI-ESCARRES</i>	62
SALJOL DOUCHEKRUK/ <i>SALJOL TABOURET DE DOUCHE</i>	66
SALJOL DOUCHESTOEL/ <i>SALJOL CHAISE DE DOUCHE</i>	67
CIRCULATION STIMULATION THERAPY PAD	70

PAGE SALJOL INDOOR ROLLATOR

De multi-rollator voor binnenshuis.

Le multi-rollator pour l'intérieur.



KENMERKEN

- Bijzonder functioneel door het beukenhouten dienblad
- Dienblad mag ook gebruikt worden als zitting
- Veilig door het geïntegreerde remsysteem
- Extreem stabiel dankzij het stevige en multifunctionele frame (draagvermogen 150 kg)
- Beperkte breedte, kan door smalle deuren
- Uiterst wendbaar omdat alle vier de wielen 360° kunnen draaien (draaicirkel 66cm)
- Uiterst veelzijdig dankzij op maat gemaakte accessoires

CARACTÉRISTIQUES

- *Particulièrement fonctionnel grâce au plateau en bois de hêtre*
- *Le plateau en bois peut aussi être utilisé comme siège*
- *Sûr grâce au système de freinage intégré*
- *Extrêmement stable grâce au cadre robuste et multifonctionnel (capacité de charge de 150 kg)*
- *Largeur limitée, peut passer par des portes étroites*
- *Extrêmement maniable car les quatre roues peuvent pivoter à 360° (rayon de braquage de 66 cm)*
- *Extrêmement polyvalent grâce à des accessoires sur mesure*

ACCESSOIRES



Het complete pakket bevat uw premium binnenrollator, een zitplank met vilten kussen, een dienblad met vilten kussen, drie afneembare kurken handgreepspads, een kleine tas en een rembeugel in een bijpassende framekleur.

U kunt uitrusten of zich door de kamer verplaatsen op de comfortabele, gevoerde zitplank. De rembeugel, die overeenkomt met de kleur van het rollatorframe, kan als alternatief voor de remgrepen worden gebruikt. De drie handgreepspads van kurk en neopreen bieden een comfortabel gevoel en een stevige grip. Dankzij het vilten kussen op het dienblad kunt u uw servies veilig vervoeren, terwijl uw dagelijkse spullen altijd binnen handbereik zijn in de praktische, afneembare tas.

Le pack complet comprend votre rollator d'intérieur premium, une planche d'assise avec coussin en feutre, un plateau avec coussin en feutre, trois protections de poignées amovibles en liège, un petit sac et un arceau de frein dans une couleur assortie au cadre.

Vous pouvez vous reposer ou vous déplacer dans la pièce sur la planche d'assise confortable et rembourrée. L'arceau de frein, assorti à la couleur du cadre du rollator, peut être utilisé comme alternative aux poignées de frein. Les trois protections de poignées en liège et néoprène offrent une sensation confortable et une prise en main sûre. Grâce au coussin en feutre sur le plateau, vous pouvez transporter votre vaisselle en toute sécurité, tandis que vos objets du quotidien restent toujours à portée de main dans le sac pratique et amovible.

Houdingen bij het lopen en houdingen bij het rechtopstaan in de rollator

Postures lors de la marche et de la station debout dans le rollator



Houdingen bij het lopen en staan in de rollator

Postures lors de la marche et de la station debout à l'extérieur du rollator



Opstaan en gaan zitten

Se lever et s'asseoir





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS SALJOL INDOOR ROLLATOR	WR43	WR50	WR53	WR56	WRXL*
Aanbevolen lichaamslengte in cm <i>Taille recommandée de l'utilisateur (cm)</i>	135 - 155	145 - 165	150 - 180	170 - 200	170 - 210
Max. gebruikersgewicht <i>Poids maximal de l'utilisateur</i>	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg
Hoogte handvat/ Hauteur des poignées	78 cm	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Zithoogte/ Hauteur d'assise	43 cm	50 cm	53 cm	56 cm	58 cm
Breedte onderkant (wiel) <i>Largeur à la base (roues)</i>	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Bovenste breedte/ Largeur supérieure	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Afstand tussen handgrepen <i>Distance entre les poignées</i>	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht zonder accessoires <i>Poids sans accessoires</i>	9.4 kg	9.6 cm	9.8 cm	10.0 kg	13.4 cm
Compatibel met accessoires <i>Compatible avec accessoires</i>	☒	☒	☒	☒	☐
Framekleuren/ Couleurs du cadre	Velvet Grey, Champagne Gold				Velvet Grey

*WRXL wordt geleverd met een zitplank en rembeugel in framekleur en is alleen verkrijgbaar in Velvet Grey
 WRXL est livré avec une planche d'assise et un arceau de frein dans la couleur du cadre et est uniquement disponible en Velvet Grey

SALJOL CARBON ROLLATOR

Het veilige ontwerp is klein, licht en intelligent.

La conception secure est petite, légère et intelligente.

Een loophulpmiddel dat er niet zo uitziet. Onze SALJOL Carbon Rollator heeft een dynamisch uiterlijk dat is geïnspireerd op de jaren 50 en bevat geavanceerde functies. Handgrepen van kurk zorgen voor een stevige en veilige grip en een elegante uitstraling. Al uw spullen kunnen worden opgeborgen in de functionele, spatwaterdichte tas die met slechts één hand van het frame te verwijderen is. Met de sleeprem kunt u weerstand op de achterwielen plaatsen, zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk van een lichte helling rijden.

Une aide à la marche qui ne ressemble pas à cela. Notre Rollator SALJOL Carbon a un look dynamique inspiré des années 50 et contient des fonctionnalités avancées. Les poignées en liège offrent une prise ferme et sécurisée et un aspect élégant. Toutes vos affaires peuvent être rangées dans le sac fonctionnel et étanche, qui peut être retiré du cadre d'une seule main. Le frein permet d'opposer une résistance aux roues arrière, ce qui facilite la sortie d'une pente douce, par exemple.





Eén ontwerp – vier trendy kleuren.
Un design – quatre couleurs tendance.



British
Racing Green



Midnight Blue



Copper Red
(Limited Edition)



Pure Gold
(Limited Edition)

**DE SALJOL CARBON ROLLATOR IS OP TE VOUWEN
TOT 21 CM EN WEEGT SLECHTS 5.3 KG**

- Twee maten: 54 cm en 62 cm zithoogte
- Sleeprem voor veilig bergafwaarts rijden
- Reflectoren, zodat u zichtbaar bent in het donker
- Tas met veel functies
- Schokabsorberend, dankzij de zachte terreinbanden
- Comfortabele handvatten van kurk
- Een breed scala aan accessoires

**LE ROLLATOR CARBONE SALJOL PEUT ÊTRE PLIÉ
JUSQU'À 21 CM ET NE PÈSE QUE 5.3 KG**

- *Deux tailles: 54 cm et 62 cm de hauteur d'assise*
- *Frein pour une conduite sûre en descente*
- *Des réflecteurs, afin d'être visible dans l'obscurité*
- *Sac avec de nombreuses caractéristiques*
- *Amortir les chocs grâce à des pneus tout terrain souples*
- *Des poignées confortables en liège*
- *Une large gamme d'accessoires*





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS CARBON ROLLATOR	CR 54	CR 62	CR 62 XL
Aanbevolen voor lichaamslengte/ Recommandé pour la taille du corps	145 - 170 cm	160 cm - 200 cm	160 cm - 200 cm
Maximaal gewicht gebruiker/ Poids maximale de l'utilisateur	150 kg	150 kg	180 kg
Gewicht rollator excl. tas/ Poids rollator excl. sac	5.3 kg	5.5 kg	5.6 kg
Maximale belasting van de tas/ Charge maximale du sac	10 kg	10 kg	10 kg
Breedte (open)/ Largeur (ouvert)	61 cm	61 cm	68 cm
Breedte (gesloten)/ Largeur (fermé)	21 cm	21 cm	21 cm
Breedte zitvlak/ Largeur du siège	46 cm	46 cm	52 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	54 cm	62 cm	62 cm
Minimale-maximale greephoogte/ Hauteur minimale-maximale de la poignée	76 - 88 cm	81 - 103 cm	81 - 100 cm
Kleur/ Couleur	British Racing Green, Midnight Blue, Copper Red, Pure Gold	British Racing Green, Midnight Blue, Copper Red, Pure Gold	British Racing Green

ACCESOIRES

1. Magnetische wandelstokhouder/
Support magnétique pour canne



2. Bel (standaard inculsief)/
Bell (inclus par défaut)



3. Vaste zitting/
Siège fixe



4. Reistas/
Sac de voyage



5. Extra wandelstokhouder/
Porte-bâton supplémentaire



6. Paraplu (caramel of zwart)/
Parapluie (caramel ou noir)



7. Grijs netzak/
Sac en filet gris



8. Zwarte tas/
Sac noir



9. Verstelbare rugleuning
(standaard inculsief)/ Dossier
réglable (inclus par défaut)



10. Houten dienblad met vilten
onderlegger/ Plateau en bois
avec sous-main en feutre



11. Sleeprem (inculsief bij
Carbon)/ Frein d'usure
(inclus par arbon)



12. LED licht/
Éclairage LED



SALJOL CARBON ROLLATOR SUPERLIGHT

Waarschijnlijk de lichtste premium rollator ter wereld.

Probablement le déambulateur haut de gamme le plus léger au monde.

De CR Superlight heeft een strak, minimalistisch ontwerp dat je dagelijks leven gemakkelijker maakt. Maximale stabiliteit bij een minimaal gewicht!

Le CR Superlight se distingue par un design épuré et minimaliste qui vous facilite la vie au quotidien. Une stabilité maximale pour un poids minimal!



ACCESOIRES → P. 13

Rose Gold





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS CARBON ROLLATOR SUPERLICHT	CR 54 Superlight	CR 62 Superlight
Aanbevolen voor lichaamslengte/ Recommandé pour la taille du corps	145 - 170 cm	160 cm - 200 cm
Maximaal gewicht gebruiker/ Poids maximale de l'utilisateur	150 kg	150 kg
Gewicht rollator excl. tas/ Poids rollator excl. sac	4.4 kg	4.5 kg
Maximale belasting van de tas/ Charge maximale du sac	10 kg	10 kg
Breedte (open)/ Largeur (ouvert)	61 cm	61 cm
Breedte (gesloten)/ Largeur (fermé)	21 cm	21 cm
Breedte zitvlak/ Largeur du siège	46 cm	46 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	54 cm	62 cm
Minimale-maximale greephoogte/ Hauteur minimale-maximale de la poignée	76 - 88 cm	81 - 103 cm
Kleur/ Couleur	Rose Gold	

KENMERKEN

- Consequent lichtgewicht in elk onderdeel – slechts 4,4/4,5 kg
- Compromisloos stabiel en veilig
- Handgrepen van kurk en TPE – aangenaam zacht en comfortabel om vast te houden
- Fidlock magnetisch boodschappennet voor intuïtieve bevestiging
- Het boodschappennet is geschikt voor een belasting tot 10 kg met optimale gewichtsverdeling
- Uitzonderlijk eenvoudig op te tillen en op te bergen
- Soepel rollend zonder de aandacht te trekken
- TPE-banden met betrouwbare remprestaties en een licht profielpatroon

CARACTÉRISTIQUES

- *Légèreté constante de chaque composant – seulement 4,4/4,5 kg*
- *Stabilité et sécurité sans compromis*
- *Poignées en liège et TPE – agréablement souples et confortables à tenir*
- *Filet à provisions magnétique Fidlock pour une fixation intuitive*
- *Le filet à provisions supporte des charges allant jusqu'à 10 kg avec une répartition optimale du poids*
- *Extrêmement facile à soulever et à ranger*
- *Roulement fluide et discret*
- *Pneus en TPE offrant une performance de freinage fiable et une bande de roulement légère*



SALJOL ALU ROLLATOR

Extra licht en handig aluminium ontwerp!
Design aluminium extra léger et maniable!

De nieuwe aluminium crossover rollator is een echte allrounder die in de stad punten scoort omdat hij wendbaar en licht is en op het platteland indruk maakt met zijn terreinvaardigheden. Als het een auto was geworden, zou het een SUV zijn.

Le nouveau rollator crossover en aluminium est un véritable multitalent qui marque des points en ville grâce à sa maniabilité et à sa légèreté, et qui impressionne à la campagne grâce à ses compétences tout-terrain. S’il était devenu une voiture, ce serait un SUV.

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS ALUMINIUM ROLLATOR (M-1033)	AR 54	AR 62	AR 62 XL
Maximaal gewicht gebruiker/ Poids maximale de l'utilisateur	150 kg	150 kg	180 kg
Maximale belasting van de tas/ Charge maximale du sac	10 kg	10 kg	10 kg
Breedte (open)/ Largeur (ouvert)	61 cm	61 cm	68 cm
Breedte (gesloten)/ Largeur (fermé)	21 cm	21 cm	21 cm
Breedte zitvlak/ Largeur du siège	46 cm	46 cm	52 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	54 cm	62 cm	62 cm
Minimale-maximale greephoogte/ Hauteur minimale-maximale de la poignée	76 - 88 cm	81 - 103 cm	81 - 100 cm
Totaal gewicht zonder netzak/ Poids total sans sac	6.1 kg	6.3 kg	6.4 kg
Kleur/ Couleur	Pearl Grey, Magic Black, Forest Green, Barolo Red		



Eén ontwerp – vier trendy kleuren.
Un design – quatre couleurs tendance.



Pearl Grey



Magic Black



Forest Gree
(Limited Edition)



Barolo Red
(Limited Edition)

KENMERKEN

- Wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren
- Geschuimde, schokabsorberende all-terrain banden
- Meer rijcomfort dankzij extra grote voorwielen
- Totaal gewicht slechts 6.4 kg
- Convertibel van standaard tweehandige rem naar eenhandige gelijktijdige rem

CARACTÉRISTIQUES

- *Agile et facile à manoeuvrer*
- *Pneus tout-terrain moussés et absorbant les chocs*
- *Plus de confort de conduite grâce aux roues avant extra-larges*
- *Poids total de seulement 6,4 kg*
- *Convertible du frein standard à deux mains au frein simultané à une main*

ACCESSOIRES → P. 13

→ VOORBEELD EENHANDIGE REM/
EXEMPLE DE FREIN D'UNE SEULE MAIN



SALJOL ALU ROLLATOR SUPERLIGHT

Zorgt voor een luchtig gevoel tijdens je avonturen.

Apporte de la légèreté à vos aventures.

De Allround Rollator Superlight valt op door zijn uitzonderlijke lichtheid en is bovendien uiterst stevig. Perfect voor moeiteloze dagelijkse uitstapjes!

Le déambulateur Allround Rollator Superlight se distingue par son exceptionnelle légèreté tout en étant extrêmement robuste. Idéal pour vivre sans effort vos aventures quotidiennes!



ACCESOIRES → P. 13

Ice Blue



KENMERKEN

- Zeer stabiel en toch uitzonderlijk licht in zijn klasse – slechts 5,2/5,3 kg
- Grote voorwielen – ideaal, zelfs op oneffen terrein
- Handgrepen van kurk en TPE – aangenaam zacht en comfortabel in de hand
- Voor moeiteloze dagelijkse avonturen
- Fidlock magnetisch boodschappennet voor intuïtieve bevestiging
- Het boodschappennet is geschikt voor een belasting tot 10 kg met optimale gewichtsverdeling
- Ook geschikt voor avonturen
- Eenvoudig op te vouwen en gemakkelijk te vervoeren
- TPE-banden met betrouwbare remprestaties en een licht profielpatroon
- Een allround rollator met karakter en verfijning

CARACTÉRISTIQUES

- *Extrêmement stable tout en étant exceptionnellement léger pour sa catégorie - seulement 5,2/5,3 kg*
- *Grandes roues avant – idéales même sur les terrains accidentés*
- *Poignées en liège et TPE – agréablement souples et confortables à tenir*
- *Pour des aventures quotidiennes sans effort*
- *Filet à provisions magnétique Fidlock pour une fixation intuitive*
- *Le filet à provisions supporte des charges allant jusqu'à 10 kg avec une répartition optimale du poids*
- *Lui aussi aime l'aventure*
- *Facile à plier et pratique à transporter*
- *Pneus en TPE offrant une performance de freinage fiable et une bande de roulement légère*
- *Un déambulateur polyvalent, à la fois plein de caractère et raffiné*





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS ALUMINIUM ROLLATOR SUPERLIGHT	AR 54 Superlight	AR 62 Superlight
Maximaal gewicht gebruiker/ Poids maximale de l'utilisateur	150 kg	150 kg
Maximale belasting van de tas/ Charge maximale du sac	10 kg	10 kg
Breedte (open)/ Largeur (ouvert)	61 cm	61 cm
Breedte (gesloten)/ Largeur (fermé)	21 cm	21 cm
Breedte zitvlak/ Largeur du siège	46 cm	46 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	54 cm	62 cm
Minimale-maximale greephoogte/ Hauteur minimale-maximale de la poignée	76 - 88 cm	81 - 103 cm
Totaal gewicht zonder netzak/ Poids total sans sac	5.2 kg	5.3 kg
Kleur/ Couleur	Ice Blue	



RUSSKA ELAN CLASSIC

Lichtgewicht en robuuste rollator. Eenvoudig praktisch!
Déambulateur léger et robuste. Simplement pratique!

De Russka Elan Classic is een lichtgewicht, robuuste rollator met slimme functies voor dagelijks gemak. Hij is eenvoudig in hoogte verstelbaar, snel en veilig opvouwbaar en blijft stabiel staan. Met zachte, lekvrije wielen, opstaphulp, randbeschermers en reflectoren is hij ideaal voor veilig en comfortabel gebruik. Compleet uitgerust met tas, stokhouder en rugriem.

Le Russka Elan Classic est un déambulateur léger et robuste, conçu pour un usage quotidien en toute simplicité. Réglable en hauteur, il se plie rapidement avec un système de verrouillage sécurisé et reste stable une fois plié. Ses roues souples et increvables, son aide au franchissement, ses protections latérales et ses réflecteurs offrent confort et sécurité. Livré complet avec sac, porte-canne et sangle dorsale.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	RUSSKA ELAN CLASSIC 54	RUSSKA ELAN CLASSIC 60
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (l x l x h)	61,5 x 68 x 69,4-81,7 cm	61,5 x 68 x 76-95,5 cm
Inklapbare dimensies/ Dimensions de pliage	18 x 68 x 79 cm	18 x 68 x 79 cm
Zithoogte/ Hauteur de siège	54 cm	60 cm
Gewicht/ Poids	6,4 kg	6,5 kg
Max. draagkracht/ Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Max. draagkracht mand/ Capacité de charge max. du panier	5 kg	5 kg
Aanbevolen lichaamshoogte/ Taille recommandée	150-175 cm	170-200cm
Kleur/ Couleur	Champagne/ Champagne, Antraciet - donkerrood/ Anthracite - rouge foncé	

RUSSKA ELAN PLUS

Lichtgewicht en robuuste rollator. Simpelweg comfortabel!
Déambulateur léger et robuste. Simplement confortable!

De Russka Elan Plus biedt extra comfort dankzij zijn schokabsorberende, zachte wielen. Deze zijn ideaal voor oneffen ondergronden zoals kasseien of bospaden. Licht van gewicht, eenvoudig opvouwbaar en verstelbaar in hoogte. Voorzien van reflectoren, opstaphulp, randbeschermers en compleet met tas, stokhouder en rugriem.

Le Russka Elan Plus assure un confort supérieur grâce à ses roues souples absorbant les chocs, idéales pour pavés et chemins irréguliers. Léger, facilement pliable et réglable en hauteur. Équipé de réflecteurs, d'une aide au franchissement, de protections latérales, d'un sac, d'un porte-canne et d'une sangle dorsale.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	RUSSKA ELAN PLUS
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (l x l x h)	60,5 x 67 x 79-96 cm
Inklapbare dimensies/ Dimensions de pliage	21,5 x 67 x 81 cm
Zithoogte/ Hauteur de siège	60 cm
Gewicht/ Poids	7,1 kg
Max. draagkracht/ Capacité de charge max.	150 kg
Aanbevolen lichaamshoogte/ Taille recommandée	170-200 cm
Kleur/ Couleur	Champagne/ Champagne, Antraciet - donker-rood/ Anthracite - rouge foncé

PLAYCARE R09

Maximale capaciteit en dagelijks comfort in stijl!
Une capacité maximale et un confort quotidien tout en élégance!



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	R09
Algemene dimensies (l x b x h) / Dimensions générales (l x l x h)	72 x 57.4 x 98 - 105.4 cm
Inklapbare dimensies (l x b) / Dimensions de pliage (l x b)	61 x 32 cm
Zithoogte/ Hauteur de siège	55 cm
Gewicht/ Poids	7,4 kg
Max. draagkracht/ Capacité de charge max.	136 kg
Kleur/ Couleur	Misty Blue, Cranberry





KENMERKEN

- Ruimte voor een waterdichte tas
- Compact opvouwbaar
- Mand
- In hoogte verstelbare hendel
- Handrem met 3 standen: vrij, vergrendeld en veiligheidsvergrendeling
- Aluminium frame
- Voorwielvergrendeling
- Veiligheidsreflectoren
- Stoepklimmer
- Opvouwbaar zitring met waterdichte bekleding
- Volledig afneembare hoes, machinewasbaar
- EVA + rubberen banden
- Optioneel: hondenmand en krukhouders

CARACTÉRISTIQUES

- *Compartiment étanche*
- *Se replie de manière compacte*
- *Panier*
- *Poignée réglable en hauteur*
- *Frein à main à 3 positions: libre, bloqué et verrouillage de sécurité*
- *Structure en aluminium*
- *Frein de roue avant*
- *Réflecteurs de sécurité*
- *Roue de franchissement de trottoir*
- *Siège rabattable avec revêtement imperméable*
- *Housse entièrement amovible et lavable en machine*
- *Pneus en EVA + caoutchouc*
- *En option: panier pour chien et porte-béquilles*



ACCESOIRES

Hondenmand/ *Panier pour chien*
Krukhouder/ *Porte-béquilles*





playcare

RIO POWERCHAIR

Compacte elektrische stoelen.

Fauteuils électriques compacts.

De Rascal Rio is een moderne en stijlvolle powerchair die ideaal is voor gebruik binnen en buiten. De superlichte draagbare elektrische stoel is eenvoudig te demonteren, waardoor het de perfecte keuze is voor transport en opslag in kleine ruimtes. De juiste zitpositie voor u is eenvoudig in te stellen met volledig verstelbare armleuningen, zithoogte en joystick.

Le Rascal Rio est un fauteuil électrique moderne et élégant idéal pour l'intérieur et l'extérieur. Le fauteuil électrique portable super léger se démonte facilement, ce qui en fait le choix idéal pour le transport et le stockage dans des espaces réduits. Le réglage de la position d'assise est simple grâce aux accoudoirs, à la hauteur d'assise et au joystick entièrement réglables.



→ **MOGELIJK ACCESSOIRE: TAS ARMLEUNING**

→ **ACCESSOIRE POSSIBLE: SAC D'ACCOUDOIR**



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	RIO POWERCHAIR (M-2011)
Type klasse/ Type classe	B/2
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (lo x la x h)	88 x 55 x 90 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)	68.5 x 55 x 80 cm
Hoogte vloer → zitting/ Hauteur sol → siège	50.8 → 55.8 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	47.5 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	43.1 cm
Totaal gewicht incl batterij/ Poids totale avec batteries	44.6 kg
Maximale draaglast/ Charge utile maximale	113 kg
Batterij/ Batteries	12 V / 14 Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6.4 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	1.3 cm
Actieradius/ Autonomie	13 km
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	6°
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	2.5 cm
Draaicirkel/ Rayon de braquage	106 cm
Kleur/ Couleur	Wit/ Blanc



POWERCHAIR PLUS/RAZOO

Powerchair met een grote, comfortabele en draaibare stoel. Makkelijk transporteerbaar.

Powerchair avec une chaise grande, confortable et pivotante. Facilement transportable.



ACCESSOIRES



KENMERKEN

- Transport via gewone wagen
- Opklapbare, volledig verstelbare armsteunen
- Wegdraaibare joystick
- Verplaatsbare accubak
- Handige joystick oplaadpoort
- Stevige banden rondom
- Comfortabele, draaibare stoel
- Opklapbare voetplaat
- Mogelijkse accessoires: zak voor armsteun, zak voor zuurstoffles, krukhouder, voetsteunen, beensteunen

CARACTÉRISTIQUES

- Transportable en voiture
- Accoudoirs repliables et entièrement réglables
- Manette de commande pivotante
- Boîtier de batterie mobile
- Port de charge pratique pour le joystick
- Siège confortable et pivotant
- Repose-pieds pliable
- Accessoires possibles: pochette pour accoudoir, pochette pour bouteille d'oxygène, support pour béquilles, repose-pieds, supports de jambes.

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR PLUS/ RAZOO (M-2013)
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (lo x la x h)	89.6 x 58.2 x 115 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)	65.6 x 58.2 x 79 cm
Maximale draaglast/ Poids utile	136 kg
Batterij/ Batteries	12 V / 14 Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6 km/u
Actieradius/ Autonomie	11 km*
Draaicirkel/ Rayon de braquage	97 cm
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	6°
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	4 cm

* Bereik met een volle batterij op vlakke grond
* La gamme avec une batterie pleine sur terrain plat

POWERCHAIR MIDWHEEL RYLEY

Uw nieuwe route naar onafhankelijkheid.

Votre nouvelle route vers l'indépendance.





→ VOLLEDIGE VERING/ *SUSPENSION TOTALE*

→ ZWENKBARE JOYSTICK/ *JOYSTICK PIVOTANT*

SPECIFICATIES/ <i>SPÉCIFICATIONS</i>	POWERCHAIR MIDWHEEL RYLEY (M-2018)
Type klasse/ <i>Type classe</i>	B/2
Algemene dimensies (l x b x h)/ <i>Dimensions générales (lo x la x h)</i>	108 x 61 x 116.5 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / <i>Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)</i>	82 x 61 x 69 cm
Hoogte vloer → zitting/ <i>Hauteur sol → siège</i>	52 cm
Zitbreedte/ <i>Largeur du siège</i>	47.5 cm
Zitdiepte/ <i>Profondeur du siège</i>	48 cm
Totaal gewicht incl batterij/ <i>Poids totale avec batteries</i>	81.2 kg
Maximale draaglast/ <i>Poids utile</i>	136 kg
Batterij/ <i>Batteries</i>	12 V / 35 Ah x 2
Maximale snelheid/ <i>Vitesse maximale</i>	6.4 km/u
Bodemvrijheid/ <i>Garde au sol</i>	5 cm
Maximale drempelhoogte/ <i>Hauteur du seuil maximale</i>	5 cm
Actieradius/ <i>Autonomie</i>	21-35 km Afhankelijk van gebruikersgewicht en ondergrond/ <i>Selon le poids de l'utilisateur et la surface</i>
Maximale hellingsgraad/ <i>Inclinaison maximale</i>	6°
Draaicirkel/ <i>Rayon de braquage</i>	118 cm
Kleur/ <i>Couleur</i>	Green Lightning, Orange Sunset
Mogelijke accessoires: voetsteunen of beensteunen in plaats van voetplaat, begeleidersbediening, tas voor armleuning, zuurstoflesrugzak, krukhouder en rugzak/ <i>Accessoires possibles: repose-pieds ou supports de jambes au lieu du repose-pieds, commande d'accompagnement, sac d'accoudoir, sac à dos pour bouteille d'oxygène, porte-béquilles et sac à dos.</i>	

POWERCHAIR RHYTHM LIFT

Powerchair met zetel met liftfunctie. *Powerchair avec siège avec fonction lift.*

De Powerchair LIFT biedt flexibiliteit aan de gebruiker, inclusief een dubbele richtingsmogelijkheid met een draaibare zetel. Door de voorwielaandrijving is de Powerchair Lift goed manoeuvreerbaar binnenhuis. De achterwielaandrijving zorgt dan weer voor extra grip buitenhuis. → Optionele zetel met liftfunctie

Le fauteuil électrique LIFT offre une grande flexibilité à l'utilisateur, y compris une option bidirectionnelle avec un siège pivotant. La roue avant motrice rend le fauteuil électrique LIFT facile à manoeuvrer à l'intérieur. En revanche, la roue arrière motrice offre une meilleure adhérence à l'extérieur. → Siège optionelle avec fonction lift

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR LIFT P312 (M-2014)
Type klasse/ Type classe	B/2 - A1
Algemene dimensies (l x b x h) / Dimensions générales (lo x la x h)	105.2 x 61.6 x 115.8 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)	76.3 x 61.6 x 82 cm
Hoogte vloer → zitting/ Hauteur sol → siège	57 → 69.5 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	48.3 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	48.7 cm
Totaal gewicht incl batterij/ Poids totale avec batteries	98.1 kg
Maximale draaglast/ Poids utile	159 kg
Batterij/ Batteries	12 V / 50 Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6.4 - 5 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	4 cm
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	5 cm
Actieradius/ Autonomie*	16 km
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	6° - 3°
Draaicirkel/ Rayon de braquage	118 cm
Kleur/ Couleur	Wit/ Blanc
Mogelijke accessoires: voetsteunen of beensteunen in plaats van voetplaat, begeleidersbediening / Accessoires possibles: repose-pieds ou supports de jambes au lieu du repose-pieds, commande d'accompagnement	

* Bereik met een volle batterij op vlakke grond
* La gamme avec une batterie pleine sur terrain plat



POWERCHAIR RIALTO

De Rialto is een uitstekend voorstel voor persoonlijk vervoer en overbrugt de kloof tussen high-end en basis elektrische stoelen.
Excellente proposition pour le transport personnel, le Rialto comble le fossé entre les sièges électriques haut de gamme et les sièges électriques de base.

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR RIALTO (M-2017)
Type klasse/ Type classe	B/2
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (lo x la x h)	109 x 62.4 x 98 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	46 of/ ou 51 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	39.5, 42 of/ ou 45.5 cm
Kantelhoek stoel/ Angle d'inclinaison du siège	3°, 6°, 9°
Hoek rugleuning/ Angle du dossier	95°, 105°, 115°
Maximale draaglast/ Poids utile	136 kg
Batterij/ Batteries	12 V / 35 Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6.4 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	5 cm
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	5 cm
Actieradius/ Autonomie	21-35 km Afhankelijk van gebruikersgewicht en ondergrond/ Selon le poids de l'utilisateur et la surface
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	6°
Draaicirkel/ Rayon de braquage	1.18 m
Kleur/ Couleur	 Green Lighting, Sunset Orange



KENMERKEN

- Crash tested volgens ISO 7176-19
- Aanpasbaar zitsysteem
- Zitkussen inbegrepen
- Wegzwenkbare beensteunen
- Spanning van rugleuning kan aangepast worden
- Vering en volle banden
- Wegdraaibare joystick
- Aanpasbare zitdiepte, leaning en Tilt-hoek

CARACTÉRISTIQUES

- *Testé en collision selon la norme ISO 7176-19*
- *Système d'assise réglable*
- *Coussin d'assise inclus*
- *Supports de jambes pivotants*
- *Tension du dossier réglable*
- *Suspension et pneus pleins*
- *Manette de commande pivotante*
- *Profondeur d'assise, inclinaison et angle de basculement réglables*



POWERCHAIR MOBISCOOT

Plooibare elektrorolstoel.

Fauteuil roulant électrique pliable.



1461SE



1463SE



KENMERKEN

- Ultralichte aluminium rolstoel die plooibaar is
- Veilig en makkelijk transporteerbaar
- Compact plooibaar
- Zeer compact: 58cm of 61cm doorsnede

CARACTÉRISTIQUES

- *Fauteuil roulant en aluminium ultra-léger et pliable*
- *Sûr et facile à transporter*
- *Compact et pliable*
- *Très compact: 58cm ou 61cm de diamètre*



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS MOBISCOOT	1461 SE (M-2021)	1463 SE (M-2022)	1463 XL SE (M-2038)
Afmetingen open (l x b x h)/ Dimensions dépliés (lo x la x h)	98.5 x 61 x 93.5 cm	96 x 58 x 93 cm	
Zitbreedte/ Largeur du siège	40 cm	47 cm	54 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	40 cm	43 cm	
Motor/ Moteur	24 V/ 180 W	24 V/ 250 W	
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	23 kg	26.5 kg	
Maximale draaglast/ Poids utile	120 kg	180 kg	
Batterijspanning/ Tension batterie	2 x 24 V/ 6 Ah		
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6 km/u		
Actieradius/ Autonomie	25 km		
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	12°		
Draaibreedte/ Largeur de braquage	85 cm		
Kleur/ Couleur		Grijs/ Gris	
Mogelijke accessoires: beensteunen, hoofdsteun, bevestiging rugleuning joystick voor begeleider, tas aan de arMLEuning, rugzak en reistas/ Accessoires possibles: repose-jambes, appuie-tête, fixation de la manette du dossier pour l'accompagnateur, sac sur l'accoudoir, sac à dos et sac de voyage.			

EFOLDI NAVIGATOR



Ultralichte, inklapbare, elektrische rolstoel.
Fauteuil roulant électrique ultra-léger et pliable.

Herontdek uw vrijheid en trek er vol vertrouwen op uit! De eFOLDi Navigator is een van de lichtste en meest compacte inklapbare elektrische rolstoelen ter wereld. Met een gewicht van slechts 12,4 kg (exclusief batterij en optionele accessoires) is hij ultradraagbaar en binnen enkele seconden in en uit te klappen. Hierdoor is hij eenvoudig op te bergen, te vervoeren en 'vliegtuigveilig'.

Redécouvrez votre liberté et partez en toute confiance! L'eFOLDi Navigator est l'un des fauteuils roulants électriques pliables les plus légers et les plus compacts au monde. Pesant seulement 12,4 kg (hors batterie et accessoires optionnels), il est ultra-portable et se plie ou se déplie en quelques secondes. Cela le rend facile à ranger, à transporter et compatible avec les voyages en avion.



KENMERKEN

- Begeleidersbediening
- Eenvoudige joystickbediening
- Ademend, uitneembaar zitkussen
- Elektromagnetisch remsysteem
- Duurzaam frame van magnesiumlegering
- Onderhoudsarme, lekbestendige banden
- On- of off-board opladen
- Snellaadbare, krachtige lithium-ionbatterij
- Kantelbescherming
- Snel inklapbaar en draagbaar

CARACTÉRISTIQUES

- Commande pour accompagnateur
- Joystick simple d'utilisation
- Coussin d'assise respirant et amovible
- Système de freinage électromagnétique
- Châssis durable en alliage de magnésium
- Pneus increvables et nécessitant peu d'entretien
- Recharge sur ou hors de l'appareil
- Batterie lithium-ion puissante à charge rapide
- Protection anti-basculement
- Pliable rapidement et facile à transporter

LICHTGEWICHT

DRAAGBAAR

COMPACT

ROBUUST



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	EFOLDI NAVIGATOR
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6 km/u/ 6 km/h
Maximale actieradius/ Autonomie maximale	13 km
Maximaal gebruikersgewicht/ Poids maximal de l'utilisateur	135 kg
Klimvermogen/ Capacité de montée	Hellingsgraad van 110/ Inclinaison de 110
Gewicht (excl. batterij en optionele accessoires)/ Poids (hors batterie et accessoires optionnels)	12,4 kg
Gewicht (incl. batterij en optionele accessoires)/ Poids (batterie et accessoires optionnels inclus)	14 kg
Type gebruik/ Type d'utilisation	Binnen- en buitenshuis/ Utilisation intérieure et extérieure
Remsysteem/ Système de freinage	Elektromagnetisch/ Électromagnétique
Vliegtuigvriendelijk/ Compatible avec le transport aérien	Ja/ Oui

Specificaties kunnen variëren als gevolg van productietoleranties/ Spécifications peuvent varier en raison des tolérances de fabrication

EFOLDI LITE



Eén van de lichtste en meest compact opvouwbare scootmobielen ter wereld!
L'un des scooters de mobilité les plus légers et les plus compacts au monde lorsqu'il est plié!



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	EFOLDI LITE
Materiaal frame/ matériau du cadre	Magnesiumlegering/ alliage de magnésium
Afmetingen open (l x b x h)/ Dimensions dépliées (lo x la x h)	117 x 55 x 94 cm
Afmetingen opgeplooid (l x b x h)/ Dimensions pliées (lo x la x h)	65 x 55 x 37 cm
Hoogte zitvlak/ Hauteur d'assise	51 cm
Hoogte voetsteun/ Hauteur repose-pieds	12 cm
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	17 kg
Gewicht (excl. batterijen)/ Poids (excl. batteries)	15 kg
Snelheid/ Vitesse	6 km/u/ 6 km/h
Maximale draaglast/ Poids utile	120 kg
Actieradius/ Autonomie	16 km



De eFOLDi Lite is een van de lichtste en meest compacte opvouwbare scootmobielen. Met slechts 17 kg en goedgekeurd voor vliegreizen is hij de ideale, superlichte reisgenoot voor mensen met beperkte mobiliteit, vrijheid en gemak, altijd en overal!

L'eFOLDi Lite est l'un des scooters de mobilité pliants les plus légers et les plus compacts. Avec seulement 17 kg et approuvé pour les voyages en avion, il est le compagnon de voyage idéal et super léger pour les personnes à mobilité réduite. Liberté et commodité, à tout moment, n'importe où!



EFOLDI COMPASS

De gemakkelijkste en snelst opvouwbare scootmobiel tot nu toe.
Le scooter le plus facile et le plus rapide à plier à ce jour.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	EFOLDI COMPASS
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6 km/h
Actieradius/ Autonomie	16 km
Maximaal gebruikersgewicht/ Poids maximal de l'utilisateur	120 kg
Klimvermogen/ Capacité de montée	1:10
Draaicirkel/ Rayon de braquage	135 cm
Afmetingen opgeplooid/ Dimensions pliées	92 x 43 x 40 cm
Afmetingen open/ Dimensions dépliées	92 x 43 x 96 cm
Gewicht (excl. batterij)/ Poids (sans la batterie)	11 kg
Gewicht (incl. batterij)/ Poids (batterie comprise)	13 kg
Typegebruik/ Type d'utilisation	Bestrating en binnen/ Pavage et intérieur
Remsysteem/ Système de freinage	Elektromagnetisch/ Électromagnétique
Luchtvaartmaatschappijvriendelijk Adapté aux compagnies aériennes	Ja/ Oui

KENMERKEN

- Opklapbare armleuningen (optioneel)
- Ergonomische, ademende stoel
- Automatisch remmen
- Oplaadpoort
- Robuust
- Krachtige motor
- Het gemak van een twee vouwbaar mogelijkheid
- Secure-Turn® technologie
- Eenvoudige en lichte bediening
- Flexibele rugleuning
- Ruime voetruimte
- Lithium-ionbatterij van automobielkwaliteit
- Vaste banden
- Lichtgewicht en draagbaar



CARACTÉRISTIQUES

- *Accoudoirs rabattables (en option)*
- *Siège ergonomique et respirant*
- *Freinage automatique*
- *Port de recharge*
- *Robuste*
- *Moteur puissant*
- *La commodité d'un système à double pliage*
- *Technologie Secure-Turn®*
- *Commandes simples et légères*
- *Dossier flexible*
- *Espace généreux pour les pieds*
- *Batterie lithium-ion de qualité automobile*
- *Pneus pleins*
- *Léger en portable*



De Compass van eFOLDi is een ultralichte, opvouwbare scootmobiel met sleutelloze bediening. Comfortabele ergonomische zitting, zachte massieve wielen en veel beenruimte. De lichte accu is extern oplaadbaar en geschikt voor vliegtuigtransport. Max. snelheid 6 km/u, bereik tot 16 km.

Le Compass d'eFOLDi est un scooter de mobilité ultraléger et pliable avec commande sans clé. Siège ergonomique confortable, roues pleines souples et bon espace pour les jambes. Batterie légère rechargeable séparément et transportable en avion. Vitesse max. 6 km/h, autonomie jusqu'à 16 km.




RASCAL VECTA SPORT

Scherp design en rotsvaste kwaliteit maken van deze scooter een moderne klassieker.

Un design pointu et une qualité à toute épreuve font de ce scooter un classique moderne.





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	RASCAL VECTA SPORT (M-2001)
Type klasse/ Type classe	C/3
Totale lengte/ Longueur totale	132 cm
Totale breedte/ Largeur totale	60 cm
Type zetel/ Type de siège	Draaibaar, verstelbaar in hoogte en naar voor en achter/ <i>Pivotant, réglable en hauteur et en avant et en arrière</i>
Maximale draaglast/ Poids utile	160 kg
Batterijcapaciteit/ Capacité des batteries	12V/ 50Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	15 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	Naaftrem/ Frein de moyeu
Actieradius/ Autonomie	44 km
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	10°
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	10 cm
Draaicirkel/ Rayon de braquage	347 cm
Draaibreedte/ Largeur de braquage	170 cm
Kleur/ Couleur	Rood/ Rouge Cobalt blauw/ Blue cobalt



ACCESOIRES

Assortiment accessoires om uw scooter of elektrische stoel aan te passen aan uw levensstijl.

Gamme d'accessoires pour personnaliser votre scooter ou votre fauteuil électrique en fonction de votre style de vie.

1. Top box (M-2003)



2. Krukhouter/ Porte cannes (M-2004)



3. Weercover/ Protection pour dashboard (M-2005)



4. Armsteun-opbergzak/ Sac pour accoudoir (M-2002)



5. Zuurstoffleshouder zak/ Sac pour bouteille d'oxygène (M-2009)



6. Mobility Bag incl. stokhouder, zwart/ Sac de mobilité avec porte-bâton, noir (M-2007)



7. Mobility Bag Fluo versie/ Sac de mobilité version Fluo (M-2008)



VORTEX SCOOTER

Scooter ontworpen voor optimale manoeuvreerbaarheid en bruikbaarheid, in een stijlvol, veelzijdig ontwerp.

Scooter conçu pour une manoeuvrabilité et une facilité d'utilisation optimales, dans un design élégant et polyvalent.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	VORTEX SCOOTER (M-2001A)
Type klasse/ Type classe	C/3
Totale lengte/ Longueur totale	146 cm
Totale breedte/ Largeur totale	65 cm
Maximale draaglast/ Poids utile	180kg
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	15 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	14 cm
Actieradius/ Autonomie	41 km
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	10°
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	10 cm
Draaicirkel/ Rayon de braquage	220 cm
Draibreedte/ Largeur de braquage	400 cm
Wieldiameter/ Diamètre de la roue	34 cm
Verlichting/ Éclairage	LED
Kleur/ Couleur	Titanium blauw/ Bleu titane Metallic heater paars/ Violet bruyere métallique

KENMERKEN

- Robuust & solide
- Draaibare stoel
- Max Grip sperdifferentieel versnellingsbak
- Run flat banden
- Heldere LED koplampen
- USB-poort voor het opladen van een mobiele telefoon

CARACTÉRISTIQUES

- Robustesse et solidité
- Siège pivotant
- Boîte de vitesses à différentiel à glissement limité Max Grip
- Pneus runflat
- Phares LED brillants
- Port USB pour charger un téléphone portable



DUOFIETSEN

Veel meer dan een fiets voor twee.

- Makkelijk op te stappen en veilig om te rijden
- Comfortabele zittingen die makkelijk voor- en achteruit en in hoogte verstelbaar zijn
- Aangedreven achterwielen d.m.v. een differentieel in de achteras
- Extreem sterke constructie met een lange levensduur van meer dan 10 jaar
- Erkend als een revalidatiehulpmiddel
- Aan te passen aan individuele wensen en behoeften
- Ook leverbaar met Direct Power (geluidsarme) hulpmotor
- Levertijd ca. 4 weken

BICYCLETTES DUO

Beaucoup plus qu'une bicyclette à deux.

- *Facilement accessible et facile à rouler*
- *Sièges confortables et adaptables en hauteur et en avant et arrière*
- *Différentiel dans l'axe arrière*
- *Construction extrêmement solide avec une durée de vie de plus de 10 ans*
- *Reconnait comme aide de réalisation*
- *Adaptable a vos désirs individuelles et demandes*
- *Aussi livrable avec Direct Power propulsion (sans son)*
- *Délai de livraison 4 semaines*





DRIEWIELER/ *TRICYCLETTE* VIKTOR (POWER MPF) & VIKTORIA (POWER MPF)

Een driewieler betekent meer vrijheid om je te verplaatsen, in je eigen tempo, in je eigen tijd. Een driewieler biedt u een hoge mate van veiligheid en comfort. Overal naar toe zonder zorgen. Let niet op stoepranden of hobbels - je overwint bijna elk obstakel, soms zelfs veiliger dan op de fiets. Viktor en Viktoria Power MPF heeft een elektrisch ondersteunde motor, die het trappen makkelijker maakt.

Un tricycle signifie plus de liberté pour se déplacer, à son propre rythme, à son propre temps. Un tricycle vous offre un haut degré de sécurité et de confort. Allez partout sans vous inquiéter. Peu importe les bordures de trottoir ou les bosses, vous franchissez presque tous les obstacles, parfois même plus sûrement qu'à vélo. Viktor et Viktoria Power MPF est équipé d'un moteur électrique à assistance électrique, ce qui permet de pédaler plus facilement.

KENMERKEN

- Modern gebruiksvriendelijk ontwerp voor gemakkelijke toegang en veilig fietsen
- Lage instaphoogte
- Gebouwd uit kwaliteitsonderdelen
- Gemakkelijk te trappen
- Gemakkelijk en veilig rijden over de stoepranden

CARACTÉRISTIQUES

- *Conception moderne et conviviale pour un accès facile et un cyclisme en sécurité*
- *Hauteur d'accès bas*
- *Construit avec des composants de qualité*
- *Facile à pédaler*
- *Conduite facile et en toute sécurité sur les trottoirs*



VIKTORIA



VIKTOR



VIKTORIA POWER MPF



VIKTOR POWER MPF



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	VIKTORIA (M-2052)	VIKTOR (M-2053)	VIKTORIA POWER MPF	VIKTOR POWER MPF
Instap hoogte/ Hauteur de l'entrée	19 cm	16.5 cm	19 cm	16.5 cm
Stuur hoogte/ Hauteur du guidon	95 - 113 cm	105 - 123 cm	95 - 113 cm	105 - 123 cm
Binnenbeenlengte maat/ Taille à l'entrejambe	63 - 80 cm	75 - 93 cm	63 - 80 cm	75 - 93 cm
Lengte x breedte/ Longueur x largeur	155 x 80 cm	173 x 89 cm	155 x 80 cm	173 x 89 cm
Gewicht/Poids	30 kg		40 kg	
Maximale draaglast/ Poids utile	125 kg			
Voorremmen/ Freins avant	Trommelremmen/ Freins à tambour			
Achterremmen/ Freins arrière	Naafrem/ Frein de moyeu		Hydraulische velgrem/ Frein de jante hydraulique	
Versnellingen/ Engrenage	7 (Achteruit optioneel)/ 7 (Arrière optionnelle)		7	
Elektromotor/ Moteur électrique	X		Geïntegreerd in de krukas/ Intégré dans la manivelle	
Lithium batterijen/ Lithium batteries	X		Lithium 36V / 12Ah	
Oplaadtijd/ Temps de charge	X		2.5 - 3 u/h	
Actieradius/ Autonomie	X		±30 km (bij gemiddelde ondersteuning - avec un soutien moyen)	



Transfer board van rolstoel naar stoel of bed,
personaliseer naar wens met eigen foto of logo!

*Transfer board de la chaise roulante à une chaise ou un lit,
Personnalisez avec votre propre photo ou logo!*



Het meinHOLTZ overplaatsingsbord combineert de functionaliteit en eenvoudige bediening die nodig zijn voor een transferhulp, met aantrekkelijke, moderne ontwerpen. Schuifborden zijn een belangrijk hulpmiddel om de transfers zo ergonomisch mogelijk te maken voor de zorgverleners. Onze meinHOLTZ glijplanken zijn aangepast aan de behoeften van rolstoelgebruikers zodat onafhankelijke transfers zo veilig en gemakkelijk mogelijk zijn. (M-1020)


KENMERKEN EN VOORDELEN

- Gemaakt van hout
- Uiterst stabiel en veerkrachtig
- Rechte vorm, dus individueel toepasbaar
- Zachte trog voor meer veiligheid
- Slipbevorderend aan de bovenzijde,
- slipvast aan de onderzijde
- Modern en stijlvol

La planche de transfert meinHOLTZ combine la fonctionnalité et la simplicité d'utilisation requises pour une aide au transfert avec un design attrayant et moderne. Les planches coulissantes sont un outil important pour rendre les transferts aussi ergonomiques que possible pour les soignants. Nos planches coulissantes meinHOLTZ sont adaptées aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants afin que les transferts indépendants soient aussi sûrs et faciles que possible. (M-1020)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- En bois
- Extrêmement stable et résistant
- Forme droite, donc applicable individuellement
- Une cuvette souple pour plus de sécurité
- Améliorer la glisse en haut, antidérapant en bas
- Moderne et élégant




INDIVIDUEEL AANPASBAAR

ANTIDECUBITUSKUSSEN/

COUSSIN ANTI-ESCARRES RÉGLABLE

INDIVIDUELLEMENT




- 1. Luchtkamer/ *Chambre d'air*
- 2. Drukverlagende silicone Trugel oppervlak/ *Silicone Trugel surface*
- 3. 3 lagen polyurethaanfilm/ *3 couches de PU*
- 4. 34 geconnecteerde luchtcellen *34 cellules d'air connectés*




STANDAARD ZWARTE WATERRESISTENTE COVER/ STANDARD AVEC COUTURE NOIRE RÉSISTANTE À L'EAU		
CODE GELCELL	AFMETINGEN (l x b x h)/ DIMENSIONS (L x l x h)	GEWICHT/ POIDS
M-2078	38 x 36 x 4 cm	1.4 kg
M-2069	40 x 40 x 5 cm	1.5 kg
M-2071	43 x 43 x 5 cm	1.6 kg
M-2072	45 x 40 x 5 cm	1.6 kg
M-2070	45 x 45 x 5 cm	1.7 kg
M-2073	50 x 45 x 5 cm	1.9 kg

MAXIMAAL DRAAGKRACHT 130 KG
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE 130 KG

A



B



- A. Druk diagram met Gelcellkussen/
Diagramme de pression avec coussin Gelcell
- B. Druk diagram zonder rolstoelkussen/
Diagramme de pression sans coussin

KENMERKEN EN VOORDELEN


- Unieke combinatie van lucht en gel technologie dat een efficiënte drukverlaging en comfort aanbiedt aan de gebruiker
- 34 aaneengesloten luchtcellen laten een beweging van lucht toe over het kussenoppervlak. Elke cel is uitgerust met een toplaag van drukverlagende silicone Trugel
- Luchtkussen bevordert de capillaire functie
- Trugel op basis van silicone
 - Bevordert de drukherverdeling
 - Minimaliseert het effect van doorligwonden
 - Positief effect op de temperatuur van de huid
- Wanneer er druk wordt uitgeoefend wordt de lucht gecirculeerd door alle cellen. Zo wordt het gewicht evenredig verdeeld
- De Gellcell is gemaakt uit 3 lagen van Polyurethaanfilm, dit is duurzaam en moeilijk te doorprikken. Het is ook makkelijk te reinigen en geschikt voor mensen met incontinentie
- Lichtgewicht en makkelijk transporteerbaar
- Makkelijk op te blazen en af te stellen
- Incl. een coverhoes, First Aid kit en pomp
- Een tolerantie van ± 5 mm wordt toegepast op afmetingen

KENMERKEN EN VOORDELEN

- *Combinaison unique de la technologie air et gel qui offre un soulagement efficace de la pression et un confort pour l'utilisateur*
- *34 cellules d'air contigues permettent le mouvement de l'air sur la surface du coussin. Chaque cellule est dotée d'une couche supérieure de silicone Trugel qui soulage la pression*
- *Le coussin d'air favorise la fonction capillaire*
- *Trugel à base de silicone*
 - *Favorise la redistribution de la pression*
 - *Minimise l'effet des escarres*
 - *A un effet positif sur la température de la peau*
- *Lorsqu'une pression est appliquée, l'air circule à travers toutes les cellules. Ainsi, Le poids est réparti de manière homogène.*
- *Le Gellcell est composé de 3 couches de film de polyuréthane, celui-ci est perméable et difficile à perforer. Il est également facile à nettoyer et convient aux personnes souffrant d'incontinence*
- *Léger et facile à transporter*
- *Facile à gonfler et à ajuster*
- *Incl. une housse, une trousse de premiers soins et une pompe*
- *Une tolérance de ± 5 mm est appliquée aux dimensions*

INDIVIDUEEL AANPASBAAR ANTIDECUBITUSKUSSEN/ COUSSIN ANTI-ESCARRES RÉGLABLE INDIVIDUELLEMENT


Type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen
Type de coussin d'air à structure cellulaire ou coussin de gel Flow-Fluid



- 1. 3 lagen polyurethaanfilm/ 3 couches de PU
- 2. Aparte luchtkamer/ Chambre d'air
- 3. Aparte luchtkamer/ Chambre d'air
- 4. 48 luchtgevulde geconnecteerde cellen/
48 cellules connectées remplies d'air
- 5. Drukverlagende Silicone Trugel-opervlak/
Surface silicone Trugel


→ **VOORGEVORMD DESIGN AAN DE ACHTERKANT VAN KUSSEN**
→ **MOTIF PRÉFORMÉ AU DOS DU COUSSIN**

CODE GELCELL G2	AFMETINGEN (l x b x h) / DIMENSIONS (L x l x h)	GEWICHT / POIDS
RG005-1414 (M-2114)	36 x 36 x 4 cm	1.3 kg
RG005-1515 (M-2116)	38 x 38 x 4 cm	1.3 kg
RG005-1616 (M-2081)	40 x 40 x 4 cm	1.5 kg
RG005-1618 (M-2079)	40 x 45 x 4 cm	1.6 kg
RG005-1717 (M-2117)	43 x 43 x 4 cm	1.6 kg
RG005-1816 (M-2080)	45 x 40 x 4 cm	1.6 kg
RG002-1818 (M-2112)	45 x 45 x 4 cm	1.6 kg




- I. Standaard voorzien van zwarte hoese en pomp/
Standard inclus d'une housse et pompe
- II. Optioneel: ademende mesh hoese/
Optionelle: housse en structure mesh

A



B



gelcell G2

- A. Druk diagram met Gelcell G2/ *Diagramme de pression avec coussin Gelcell G2*
- B. Druk diagram zonder rolstoelkussen/ *Diagramme de pression sans coussin*

KENMERKEN EN VOORDELEN

- 2 aparte luchtkamers geven een betere stabiliteit en drukherverdeling voor het zitvlak en zitbeenknobbels
- Het kussen bevordert de capillaire functie
- Silicone Trugel
 - Bevordert de drukherverdeling
 - Minimaliseert het effect op decubitus
 - Heeft een positief effect op de huidtemperatuur
 - Silicone gel dempt de trillingen
- De cellen zijn afgerond naar de achterkant om zo een optimale tilthouding te creëren
- Wanneer druk wordt op uitgeoefend circuleert de lucht in iedere cel in beide kamers zodat druk gelijkmatig wordt verdeeld. Dit proces reduceert hoge drukconcentraties.
- De Gelcell is gemaakt uit 3 lagen van Polyurethaan (PU)film die het zeer duurzaam maakt en moeilijk te doorprikken is. Het is ook makkelijk om schoon te vegen en bruikbaar voor mensen met incontinentie
- Lichtgewicht en makkelijk transporteerbaar
- Incl. Buitenhoes, First aid kit en pomp

KENMERKEN EN VOORDELEN

- 2 chambres à air séparées assurent une meilleure stabilité et une redistribution de la pression au niveau du siège et des tubérosités ischiatiques
- Le coussin favorise la fonction capillaire
- Trugel en silicone
 - Favorise la redistribution de la pression
 - Minimise l'effet des escarres
 - A un effet positif sur la température de la peau
 - Le gel de silicone amortit les vibrations
- Les cellules sont arrondies vers l'arrière pour créer une position de levage optimale
- Lorsqu'une pression est appliquée, l'air contenu dans chaque cellule circule dans les deux chambres afin que la pression soit uniformément répartie. Ce processus réduit les concentrations de pression élevées
- La Gelcell est composée de 3 couches de film polyuréthane (PU), ce qui la rend très durable et difficile à perforer. Il est également facile à essuyer et utilisable par les personnes souffrant d'incontinence
- Léger et facile à transporter
- Comprend une housse extérieure, une trousse de premiers soins et une pompe



SALJOL DOUCHEKRUK/ SALJOL TABOURET DE DOUCHE

Een douche-ervaring alsof u staat.

Ter plekke draaien terwijl u zit.

Une expérience de douche comme si vous étiez debout.

Tournez sur place tout en restant assis.



360° draaibaar voor meer bewegingsvrijheid en veilig draaien, zelfs in kleine doucheruimtes

Rotation à 360° pour une plus grande liberté de mouvement et des rotations en toute sécurité, même dans les petites douches

Veilige grip dankzij 5 antislipwieltjes voor een gecontroleerde draaibeweging

Adhérence sûre grâce à 5 roulettes antidérapantes pour un mouvement de rotation contrôlé

Persoonlijke verzorging zonder zelf nat te worden, dankzij soepele 360°-rotatie

Soins personnels sans se mouiller, grâce à une rotation fluide à 360°

Warmtewerende, verstelbare zittingoppervlakken voor comfortabele persoonlijke verzorging dankzij hygiënische uitsparing

Assise ajustable et réfléchissant la chaleur, pour des soins personnels confortables grâce à une découpe hygiénique

Stabiele maar lichtgewicht constructie van roestvrij aluminium: slechts 2,8 kg, draagvermogen tot 150 kg

Structure stable mais légère en aluminium inoxydable : seulement 2,8 kg, supporte jusqu'à 150 kg

Veelzijdig gebruik in de badkamer, ook geschikt als kappers- of make-upkruk

Utilisation polyvalente dans la salle de bains, convient également comme tabouret de coiffure ou de maquillage

SALJOL DOUCHESTOEL/ SALJOL CHAISE DE DOUCHE

Veilige en comfortabele douche-ervaring in alle opzichten.

Une expérience de douche complète, sûre et confortable.



Verstelbare zitting en rugleuning met remfunctie wanneer

Assise et dossier réglables avec fonction de freinage lorsque

u op de armleuningen leunt;
360° draaibaar voor meer
bewegingsvrijheid en veilig draaien,
zelfs in kleine doucheruimtes

*l'on s'appuie sur les accoudoirs ;
pivotante à 360° pour une plus grande
liberté de mouvement et des rotations
en toute sécurité, même dans les
petites douches*

Veilige grip dankzij 5 antislipwieltjes
voor een gecontroleerde
draaibeweging

*Adhérence sûre grâce à 5 roulettes
antidérapantes assurant un
mouvement de rotation contrôlé*

Persoonlijke verzorging zonder
zelf nat te worden, dankzij soepele
360°-rotatie

*Soins personnels sans se mouiller,
grâce à une rotation fluide à 360°*

Warmtewerende, verstelbare zit-
en rugleuningen voor comfortabele
persoonlijke verzorging dankzij
hygiënische uitsparing

*Assise et dossier réglables et
réfléchissant la chaleur, pour des
soins personnels confortables grâce
à une découpe hygiénique*

Stabiele en toch lichtgewicht
constructie van roestvrij aluminium:
slechts 5,5 kg, draagvermogen tot
150 kg

*Structure stable mais légère en
aluminium inoxydable : seulement
5,5 kg, supporte jusqu'à 150 kg*

Veelzijdig gebruik in de badkamer,
ook geschikt als kappers- of
make-upkruk

*Utilisation polyvalente dans la salle de
bains, convient également comme
tabouret de coiffure ou de maquillage*



DOUCHEKUK/ TABOURET DE DOUCHE	DH50
Aanbevolen voor lichaamslengte <i>Recommandé pour la taille du corps</i>	150 - 190 cm
Hygiëneopening niveau 1/ 2/ 3 <i>Ouverture de l'hygiène niveau 1/ 2/ 3</i>	6/ 9/ 12 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	50 cm
Zitdiepte/ Profondeur d'assise	37 cm
Zitbreedte/ Largeur d'assise	36/ 39/ 42 cm
Vereiste ruimte voor draaicirkel <i>Espace requis pour le cercle de virage</i>	52 cm
Maximaal gebruikersgewicht <i>Poids maximal de l'utilisateur</i>	150 kg
Totaalgewicht zonder accessoires <i>Poids total sans accessoires</i>	2.8 kg
Kleur/ Couleur	Diamond Silver/ Diamond Silver

DOUCHESTOEL/ CHAISE DE DOUCHE	DS50
Aanbevolen voor lichaamslengte <i>Recommandé pour la taille du corps</i>	150 - 190 cm
Hygiëneopening niveau 1/ 2/ 3 <i>Ouverture de l'hygiène niveau 1/ 2/ 3</i>	6/ 9/ 12 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	50 cm
Zitdiepte/ Profondeur d'assise	37 cm
Zitbreedte/ Largeur d'assise	36/ 39/ 42 cm
Lengte rugleuning/ Longueur du dossier	37 cm
Hoogte rugleuning/ Hauteur du dossier	33/ 36/ 39 cm
Vereiste ruimte voor draaicirkel <i>Espace requis pour le cercle de virage</i>	60 cm
Maximaal gebruikersgewicht <i>Poids maximal de l'utilisateur</i>	150 kg
Totaalgewicht zonder accessoires <i>Poids total sans accessoires</i>	5.5 kg
Kleur/ Couleur	Diamond Silver/ Diamond Silver



ERGONOMISCHE ZITTING

Drie instelbare niveaus hygiëneopening vergemakkelijkt het wassen van alle lichaamsdelen.

WARMTE-REFLECTERENDE ZITTING

Comfortabel gevoel bij het zitten.

VEILIG 360° DRAAIEN TER PLAATSE

Moeiteloos draaien van de kruk in alle richtingen vergemakkelijkt het wassen.

WIELEN GLIJDEN NIET WEG

De plaatsing van de wielen voorkomt dat de kruk wegglijdt en biedt veiligheid bij het klimmen op de douchebak.

SIÈGE ERGONOMIQUE

Trois niveaux d'ouverture hygiénique réglables facilite le lavage de toutes les parties du corps.

SIÈGE THERMORÉFLÉCHISSANT

Sensation de confort en position assise.

ROTATION À 360° EN TOUTE SÉCURITÉ SUR LE SITE

La rotation sans effort du tabouret dans toutes les directions facilite le lavage.

LES ROULETTES NE GLISSENT PAS

Le positionnement des roues empêche le tabouret de glisser et assure la sécurité lors de la montée sur le bac à douche.



Optionele adapterset voor het verhogen van de zithoogte (+4/+8 cm; instellen op 54 of 58 cm) of voor het kantelen van het zitvlak (13°) om een ergonomische, wigvormige zitpositie te creëren.

Kit d'adaptateurs en option permettant de rehausser la hauteur d'assise (+4/+8 cm ; réglable à 54 ou 58 cm) ou d'incliner l'assise (13°) afin de créer une position assise ergonomique en forme de coin.



CIRCULATION STIMULATION THERAPY PAD

Circulatiekussen ontworpen om uw pijnen en ongemakken te verlichten.

Coussin de circulation conçu pour soulager vos douleurs et inconforts.

De Circulation Stimulation Therapy Pad verlicht spier- en artritispijn, vermindert zwelling en verbetert de circulatie en gewrichtsmobiliteit. Deze is draagbaar en kan overal worden gebruikt. De NHC Cyclo-Therapy® gebruikt unieke elliptische bewegingen voor rustgevende trillingen, in tegenstelling tot andere massagesystemen.

Le Circulation Stimulation Therapy Pad soulage les douleurs musculaires et arthritiques, réduit les gonflements et améliore la circulation et la mobilité des articulations. Il est portable et peut être utilisé partout. La NHC Cyclo-Therapy® utilise des mouvements elliptiques uniques pour des vibrations apaisantes, contrairement à d'autres systèmes de massage.



golven bewegen op en neer
over het kussen
*vagues se déplacent de haut en
bas sur le coussin*

lang snoer
long câble d'alimentation

eenvoudige en gebruiks-
vriendelijke afstandsbediening
*télécommande simple et facile
à utiliser*

KENMERKEN

- NHC Cyclo-Therapie®; klinisch bewezen voor pijnverlichting
- kalmerende ritmische golven
- intense golven
- helpt bij artritis, COPD, bloedcirculatie, rugpijn, RLS, (secundaire symptomen van) diabetes

CARACTÉRISTIQUES

- NHC Cyclo-Therapie®; cliniquement prouvé pour le soulagement de la douleur
- des vagues rythmées apaisantes
- des vagues intense
- aide avec l'arthrite, la BPCO, la circulation sanguine, les douleurs dorsales, le SJS, (les symptômes secondaires de) diabète



* Plaats het kussen tegen een leuning om last aan rug en schouders te verlichten.
 * Placez le coussin contre un appui pour soulager les douleurs au dos et aux épaules.



* Plaats het kussen onder uw benen om pijn in uw dijen, kuiten en ischias te verzachten.
 * Placez le coussin sous vos jambes pour soulager la douleur dans vos cuisses, mollets et sciatique.



