

# Introductie van de nieuwe **Quingo<sup>TM</sup> flyte**

**Geen**  
AUTO AANPASSINGEN  
OF GEREEDSCHAP NODIG!

Het inladen/ uitladen van de Quingo flyte duurt minder dan **60 seconden!**

Voor het inladen van de Quingo Flyte kunt u deze 5 eenvoudige stappen omgekeerd volgen.

**1**



## STAP 1

Schuif de oprijplaat uit het flyte station.



**2**



## STAP 2

Druk 'omlaag' op de afstandsbediening en de Flyte rijdt moeiteloos uit uw auto.



**3**



## STAP 3

Zet het stuur en de zitting omhoog.



**4**



## STAP 4

Schuif de oprijplaat terug in het flyte station.



**5**



## STAP 5

Dat is het! Geniet van alle voordelen van de 5-wiel Quingo op alle bestemmingen!



# Introductie van de nieuwe **Quingo™ flyte**

**Geen**  
AUTO AANPASSINGEN  
OF GEREEDSCHAP NODIG!

## De krachtige, auto-vriendelijke **5-wiel scootmobiel** **Niet tillen - Niet takelen - Geen probleem!**

Quingo heeft een reeks 5-wiel scootmobiel modellen met een wereldwijd gepatenteerd systeem dat hen onderscheid van elke andere scootmobiel op de markt.

De Quingo flyte heeft alle voordelen van de Quingo 5-wiel scootmobiel modellen en presteert daardoor uitmuntend op het gebied van veiligheid, comfort & wendbaarheid. Daarnaast zorgen de Quingo flyte & flyte station ervoor dat u kunt reizen met uw scootmobiel zonder dat u hoeft te tillen of een dure aanpassing aan uw auto hoeft te doen.

De Quingo flyte doet al het zware werk zelf! Beter nog, het past niet alleen in grote auto's, maar het past zelfs gemakkelijk in de meeste kleine auto's zoals een Ford Fiesta en een Opel Corsa - en dat zonder aanpassingen of gereedschap!



De Quingo flyte is slechts een van een reeks geavanceerde 5-wiel scootmobiel modellen met vele unieke eigenschappen...

### 5-wiel Veiligheid

Door het 5-wiel systeem zijn de Quingo modellen extra stabiel bij stoepjes, bochten en oneffen wegdek.

### Ergonomische zithouding

De volledig verstelbare voetplaten, zitting, armleuningen en stuur zorgen voor de meest ideale ergonomische zithouding. De flyte heeft een draagvermogen van 159 kg.

### Zeet korte draaicirkel

De korte en zeer wendbare flyte is ideaal voor gebruik in krappe ruimtes als musea, kleine winkels en supermarkt.

### Zeet groot bereik

De Quingo flyte heeft een bereik tot 37 km. Daarnaast kunt u als optie extra accu's plaatsen waardoor de flyte een bereik krijgt tot 50 km.

### Maar liefst 2 grote manden

Op de Quingo flyte zitten standaard 2 grote manden, hierdoor kunt u extra veel met u meenemen.

### 3 jaar garantie\*

Op de Quingo flyte zit 3 jaar garantie\*, gratis levering, uitleg en training met een goede nazorg.\*Half jaar op de accu's

## Het Flyte voordeel

| Kenmerken                            | Standaard demontabel model |             | 5-wiel Quingo flyte |    |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----|
|                                      | het Probleem               |             | de Oplossing        |    |
| Grote scootmobiel prestatie?         | X                          | Nee         | ✓                   | Ja |
| Inladen/ uitladen zonder tillen?     | X                          | Nee         | ✓                   | Ja |
| Gemakkelijk/ veilig in-/ uitladen?   | X                          | Nee         | ✓                   | Ja |
| Gebruiker kan in-/ uitladen?         | X                          | Niet altijd | ✓                   | Ja |
| Scootmobiel staat veilig in de auto? | X                          | Nee         | ✓                   | Ja |

Gebaseerd op standaard demontabele en opvouwbare scootmobielen.

Om de voordelen van de Quingo flyte te ervaren en uit te proberen in uw eigen auto, kunt u vandaag nog een GRATIS en vrijblijvende proefrit aan huis regelen.

**Tel. +32 478 96 38 21 | [info@mobimed.be](mailto:info@mobimed.be)**

# Quingo™ flyte

  
**MOBISCOOT**

**Grote scootmobiel prestatie - gemakkelijk te vervoeren**